



Manta calefactora digital, 2000 ml, 200-240 V, 50/60 Hz

Código: B-01-0103110

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manta calefactora digital de 2000 ml con agitación (hasta 1600 rpm) y control de temperatura hasta 250 °C (superficie máx. 450 °C).

1. Confirma capacidad 2000 ml.
2. Verifica que necesitas agitación 0-1600 rpm además del calentamiento.
3. Comprueba alimentación 200-240 V (110 V opcional).

2000 ml

450 °C máx. superficie

Agitación 0-1600 rpm

0,45 kW calefacción

Trabajo continuo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calentamiento con agitación de balones

Química / síntesis

Laboratorio general

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)