



MICROPIPETA MECANICA MICROPETTE AUTOCLAVABLE 10-100 μ l

Código: B-01-01-14-02-0601

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Micropipeta mecánica de volumen ajustable, rango 10–100 μ l. Autoclavable.

1. Confirma rango 10–100 μ l.

10–100 μ l

Volumen ajustable

1 canal

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Pipeteo de reactivos

Biología molecular

Ensayos clínicos / QC

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)