



MICROPIPETA MECANICA MICROPETTE AUTOCLAVABLE (2-20µl) hasta 121 grados

Código: B-01-01-14-02-0603

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Micropipeta mecánica de volumen ajustable, rango 2-20 µl. Autoclavable hasta 121 °C.

1. Confirma rango 2-20 µl.

2-20 µl

Volumen ajustable

1 canal

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Pipeteo de reactivos

Biología molecular

Ensayos clínicos / QC

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)