



MICROPIPETA MECANICA COMPLETAMENTE AUTOCLAVABLE 5-50 uI

Código: B-01-01-14-02-0606

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Micropipeta mecánica de volumen ajustable, rango 5–50 µl. Completamente autoclavable.

1. Confirma rango 5–50 µl.

5–50 µl

Volumen ajustable

1 canal

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Pipeteo de reactivos

Biología molecular

Ensayos clínicos / QC

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)