



Contador de Colonias Bacterianas

Código: B-01-01-24-01-0003

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Contador de colonias con lupa iluminada, sonda de conteo y pantalla digital LED (rango 0-9999).

1. Confirma el diámetro de placa (50 / 90 / 110 mm).
2. Verifica alimentación 220 V (110 V opcional).
3. Usa la amplificación 1x/5x/10x según el tamaño de colonia.

Amplificación 1x, 5x, 10x

Contador 0-9999

Lámpara 16 W

Placas Ø50-110 mm

Pantalla digital LED

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Recuento de colonias en placas Petri

Microbiología

Control de calidad

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)