



Manto calefactor Analogo Marca BELLTRONIC para balones de vidrio de 100 ml

Código: B-01-01-24-03-0001

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manto calefactor análogo para balones de 100 ml, calentamiento continuo hasta 380 °C.

1. Confirma balón de 100 ml.
2. Verifica alimentación 110/220 V en tu laboratorio.
3. Regula el dial de forma gradual; no dejes el equipo sin supervisión a alta temperatura.

Capacidad 100 ml

Máx. 380 °C

100 W

Control análogo

Trabajo continuo

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calentamiento de balones de vidrio

Química / laboratorio

Destilación y reflujo a pequeña escala

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)