



Manto calefactor analógico Marca BELLTRONIC para balones de vidrio de 2000 ml

Código: B-01-01-24-03-0003

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manto calefactor analógico para balones de 2000 ml, calentamiento continuo hasta 380 °C.

1. Elige capacidad 2000 ml según el balón.
2. Verifica alimentación 110/220 V disponible en tu lab.
3. Usa regulación continua y no dejes el equipo sin supervisión a alta temperatura.

Ajuste a balones de vidrio del volumen indicado

Temperatura máxima 380 °C

Consumo 500 W

Operación continua

Fibra de vidrio aislante de alta temperatura

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Calentamiento de balones en síntesis y destilación

Laboratorio químico, petroquímico y docencia

Procesos que requieren calentamiento uniforme del recipiente

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)