



Mini centrifuga 10000Rpm, rotor 8 posic, Pantalla LED, Fuerza centrifuga max 5400g

Código: B-01-01-40-01-0104

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mini centrifuga de alta velocidad hasta 10 000 rpm (5 400 × g), rotor de 8 posiciones y pantalla LED de velocidad y tiempo.

1. Confirma 10 000 rpm / 5 400 × g para tu protocolo.
2. Verifica tubos 0,2-2,0 ml o tira PCR.
3. Usa alimentación 110/220 V según tu red.

10 000 rpm · 5 400 × g

Rotor 8 posiciones

Pantalla LED velocidad/tiempo

Tapa transparente

Parada automática al abrir

Motor de larga vida · bajo ruido

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-01-40-01-0104
Tipo de equipo	Mini/microcentrifuga
Aplicacion	Microtubos/PCR
Refrigeracion	No refrigerada
Configuracion incluida	Rotor incluido 8 posiciones
Capacidad exacta	Rotor 8 posiciones
Clase de capacidad	Microtubos ≤2 mL
Velocidad maxima	10000 rpm
Rango de velocidad	6.001-12.000 rpm
RCF maximo	5400 xg
Rango RCF	3.001-10.000 xg

Aplicaciones

Extracción de suero / sobrenadante

Separación de microcélulas sanguíneas



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sedimentación rápida de muestras

Tratamiento de muestras PCR

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)