



FVL-2400N - Combi-Spin Minicentrífuga-agitador vórtex

Código: FVL-2400N

Marca: Biosan

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La mini centrífuga/agitador vórtex Micro-Spin FVL-2400N está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y microbiológicos, así como en laboratorios biotecnológicos industriales. La Combi-Spin proporciona de modo simultáneo el mezclado y la separación de muestras, a través de módulos de mezclado y centrífuga localizados en el módulo de giro común. La FVL-2400N se suministra con un mecanismo de protección que detiene el movimiento del rotor cuando se abre la tapa.

Configuración Cotecno

- Código Biosan: FVL-2400N.
- rotors R-1.5 , R-0.5/0.2.

Especificaciones técnicas principales

Velocidad de rotación (fija) (50 Hz)	2800 rpm
RCF máx. (50 Hz)	500 x g
Velocidad de rotación (fija) (60 Hz)	3500 rpm
RCF máx. (60 Hz)	700 x g
Modos de funcionamiento por impulsos y continuo	+
Seguridad	Se para si la tapa está abierta
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	190x235x125 mm
Peso	1.7 kg
Consumo eléctrico (230 V / 120 V)	25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A)
Tensión nominal	120 o 230 V; 50/60 Hz

Validar configuración final, accesorios, alimentación, disponibilidad y ficha técnica antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)