



Espectrofotómetro portátil CM-23d

Código: 7600-0000-3271

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Espectrofotómetro de esfera básica con interfaz moderna para un control de calidad rápido y preciso en color. El CM-23d es un espectrofotómetro portátil de tipo esfera diseñado para la simplicidad y la eficiencia. Su alineación horizontal es ideal para medir el color de muestras planas o grandes. Este instrumento proporciona tanto datos SCI (incluyendo el componente especular) como los SCE (excluyendo el componente especular) en una única secuencia de medición. Construido alrededor de una interfaz de usuario moderna e intuitiva, el CM-23d está diseñado para un uso fácil tanto por usuarios zurdos como diestros. Un puerto de observación de muestras integrado garantiza una posición precisa de la apertura de medición de 8 mm en tu objetivo cada vez. La gran pantalla integrada muestra claramente los resultados de las mediciones, ya sea numéricos o gráficos, para decisiones inmediatas de aprobado/suspenso. Comparte la misma interfaz de usuario moderna que nuestros instrumentos portátiles de gama alta, lo que la hace increíblemente fácil de aprender y usar. Un "Modo Simple" dedicado permite mediciones rápidas de diferencia de color entre objetivos y muestras. Experimenta tiempos de medición, carga y procesamiento de datos más rápidos en comparación con modelos anteriores, llevándote de la muestra a la respuesta más rápido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)