



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Set de medicion de transmitancia CM-A206

Código: A168-713

Marca: Konica Minolta

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Set de medición de transmitancia CM-A206. Incluye: A168-717 (Placa CM-A213), 1864-708 (Soporte de muestra CM-A96), A168-705 (Accesorio de sujeción CM-A199) y A168-603 (Maletín de accesorios CR-A193).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)