



Medidor de entrada de aire, 5 L

Código: H-2781

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C231](#) , EN 12350-7 , BS 1881 , GOST 10181

El medidor de aire H-2781 de 5 litros cuenta con botones pulsadores para realizar pruebas de forma sencilla. Su sistema de sujeción de acero inoxidable, fácil de usar y de gran durabilidad, emplea cuatro abrazaderas autoblocantes de una sola pieza que sellan rápidamente la tapa a la base con la tensión adecuada, gracias a una junta tórica que garantiza un cierre hermético. También incluye asas de acero inoxidable resistentes. El manómetro de porcentaje directo, grande y fácil de leer, de 100 mm (4 pulgadas) de diámetro, de alta resistencia y con ajustes de calibración, tiene una precisión de hasta el 0,1 %. Este manómetro está integrado en la tapa para una excelente protección contra daños. Además, cuenta con una base mecanizada que garantiza la nivelación durante las pruebas. El medidor de aire incluye un kit de calibración e instrucciones de funcionamiento.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2781	Medidor de aire de arrastre H-2781 , 5L

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2782.1	Maletín de transporte H-2782.1 , aluminio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)