



calorimetro del metodo de Langavant

Código: H-3162

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: EN 196-9

Se utiliza para medir el calor de hidratación del cemento mediante el método semiautomático de Langavant. El calorímetro de prueba incluye certificado de calibración de fábrica. El registrador de temperatura dispone de cuatro canales de entrada para registrar y transmitir los valores de temperatura. El software de análisis ofrece funciones de generación de informes y edición para el cálculo del calor de hidratación. La unidad incluye: calorímetro de prueba, calorímetro de referencia, recipiente para la muestra de mortero, dispositivo de registro de temperatura y software de análisis. La alimentación se suministra mediante USB desde un ordenador o portátil. No incluye el ordenador necesario.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3162	Calorímetro de método Langavant H-3162

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)