



Micro y Precisión para Riffle Splitter, 32 Toboganes

Código: H-3973

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Este divisor de precisión tipo Jones está diseñado para reducir material a granel a una muestra representativa y práctica para análisis de laboratorio. Una tolva con compuerta de control manual recibe el material a dividir. Al abrir la compuerta, el material fluye a través de una serie de conductos divididos equitativamente, enviando el 50 % de la muestra a la bandeja izquierda y el 50 % a la bandeja derecha. Estos divisores constan de una tolva de acero inoxidable con compuerta de flujo de accionamiento manual, un banco de riffles de acero inoxidable y aluminio anodizado, y un bastidor de acero inoxidable con patas de soporte. Se suministran dos bandejas de aluminio.

Tolvas: 32 (0,25" (6,4"))

Tamaño de la tolva: 8,9" x 8,3" (226 x 211 mm)

Volumen de la tolva: 160 in³

Sartenes: 2

Capacidad de la sartén: 160 pulgadas cúbicas

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3973	Divisor de rifles micro y de precisión, 32 tolvas

Repuestos publicados

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3973.1	Bandeja de repuesto para H-3973, H-3978, H-3974

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)