



Balanza de resorte recta, capacidad de 70 lb

Código: H-4490A

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de resorte de alta resistencia para pesajes por lotes con precisión confiable y capacidad de 32 kg (70 lb) x 500 g (1 lb). El indicador empotrado de fácil lectura cuenta con graduaciones grabadas en profundidad. El indicador ajustable se pone a cero para tarar. Dimensiones generales: 51 x 45 x 279 mm (2" x 1,75" x 11").

Para obtener información adicional sobre básculas y balanzas, haga clic [aquí](#).

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4490A	Balanza de resorte vertical H-4490A

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)