



Bascula de prueba de campo Defender 3000 - Capacidad: 75 kg/150 lb, Precision: 0,02 kg/0,05 lb

Código: HB-4778A

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM C29](#) , ASTM C1348 , AASHTO T 19 , AASHTO T 12

La báscula de campo Defender 3000 es ideal para aplicaciones de ensayo, así como para el laboratorio. Cumple perfectamente con las normas de ensayo de agregados ASTM C29 y C1348, AASHTO T 19 y T 12. Ofrece una capacidad de 150 lb con una precisión de 0,05 lb y su base de acero con recubrimiento en polvo proporciona una superficie de pesaje duradera. La báscula viene empaquetada en un resistente maletín de plástico con cierres y asa, lo que garantiza la máxima portabilidad para su uso en cualquier lugar de trabajo, sin limitarse al laboratorio. La pantalla LCD retroiluminada permite una fácil lectura de los resultados, incluso en condiciones de poca luz. Puede alimentarse con (6) pilas tipo C durante hasta 150 horas y cuenta con una batería recargable interna opcional.

La báscula de campo Defender 3000 incluye un indicador ABS resistente con una pantalla LCD brillante. Esta pantalla es útil tanto en condiciones de poca luz como a plena luz del sol. Su gran tamaño ofrece caracteres digitales de 1,8 pulgadas. Permite configurar las siguientes unidades: lb, kg, g, oz, lb:oz (lb y kg por defecto) e incluye una tecla de tara y una alerta de batería baja.

La báscula de prueba de campo Defender 3000 ofrece conectividad de datos RS232. También dispone de conectividad USB o Ethernet opcional. Estas conexiones permiten conectar impresoras térmicas y de impacto.

Otros accesorios opcionales incluyen una batería recargable interna y una cubierta antipolvo, que proporciona protección IP54 para el indicador.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-4778A	Balanza de prueba de campo HB-4778A Defender 3000 - Capacidad de 75 kg/150 lb, 0,02 kg/0,05 lb

Accesorios compatibles

7 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HO-4960.1	Impresora HO-4960.1 SF40A para básculas y medidores de pH.
Sin imagen	HB-4778A.1	Kit Ethernet HB-4778A.1 , Serie Defender
Sin imagen	HB-4778A.2	Impresora de etiquetas Zebra HB-4778A.2
Sin imagen	HB-4778A.3	Kit de interfaz de dispositivo USB HB-4778A.3
Sin imagen	HB-4778A.4	Cubiertas antipolvo, juego de 5
Sin imagen	HB-4778A.5	Kit de batería recargable HB-4778A.5
Sin imagen	HB-5392R	Cable HB-5392R , RS232 PC de 25 pines para Ohaus Explorer, balanza de precisión de alta capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)