



Cilindro de vejiga de aire/agua

Código: HM-4151A

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D4767](#) , [ASTM D7181](#)

El cilindro de vejiga de aire/agua Humboldt se utiliza para suministrar agua desaireada a presión a la celda triaxial. La vejiga actúa como depósito e interfaz entre el aire comprimido, utilizado como fuente de presión, y el agua desaireada, que se utiliza como medio de presurización para la muestra. El uso de la vejiga elimina la reintroducción de aire en el agua desaireada, a la vez que proporciona una alta precisión. El cilindro funciona de forma continua hasta una presión máxima de 150 psi (1000 kPa). Está construido con placas superior e inferior de aluminio anodizado, cilindro de acrílico y vejiga de Viton. Peso de envío: 3,7 kg (8 lb).

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-4151A	Cilindro de vejiga de aire/agua HM-4151A

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-4151.1	Vejiga de repuesto para HM-4151A

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)