



Pison Proctor de 4,5 kg (6 unidades)

Código: B-02-28-02-01-0016

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pison Proctor de 4. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Pison Proctor de 4,5 kg (6 unidades).

Tipo: Pison Proctor de 4

Referencia de nombre: Pison Proctor de 4,5 kg (6 unidades)

Dato del nombre: 4,5 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)