



Balanza de precision Adam Solis, 3200 g x 0,01 g - 120/220 V 50/60 Hz

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanzas de precisión Adam Solis, con capacidad de 1700 a 3800 g. Con una pantalla gráfica de alta resolución y funciones intuitivas, las balanzas de precisión Adam Solis ofrecen una solución excepcional para laboratorios de todo el mundo. La Solis es ideal para laboratorios de investigación y control de calidad, enseñanza de ciencias, conteo de precisión y aplicaciones de producción y fabricación que requieren resultados precisos. Los usuarios pueden visualizar fácilmente los datos completos en la amplia pantalla gráfica. Su interfaz multilingüe permite el uso de la balanza en diversas regiones, mientras que los iconos intuitivos facilitan el proceso de pesaje. La formulación se simplifica, ya que la Solis almacena hasta 99 ingredientes. Características y ventajas: Pantalla gráfica de alta resolución de tamaño adecuado para una visibilidad clara. Indicador de nivel y patas ajustables que garantizan una correcta configuración del equilibrio para obtener resultados de pesaje óptimos. Plato grande de acero inoxidable 304 que facilita la limpieza. Interfaz RS-232 para una conexión rápida a ordenadores e impresoras. Adaptador de CA incluido. Calibración externa para verificación y ajuste con pesas. Filtrado digital seleccionable que minimiza los efectos de las vibraciones y las perturbaciones. Las impresiones incluyen fecha y hora para el seguimiento de datos conforme a las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). Pantalla multilingüe para su uso en numerosos países. Control de peso con alarma sonora. Conteo de piezas con tamaños de muestra preestablecidos. Ranura de seguridad para candado y cable opcionales para mayor seguridad. Garantía de 5 años que garantiza la calidad durante años de uso. Para más información sobre básculas y balanzas, haga clic aquí o lea nuestra entrada de blog «¿Es hora de comprar una báscula o balanza nueva?». [Leer más](#) [Leer menos](#)

Imagen	Código	Descripción
	HB-5104.3F	Balanza de precisión Adam Solis, 3200 g x 0,01 g, calibración externa - 120/220 V 50/60 Hz
	HB-5105.3F	Balanza de precisión Adam Solis, 3200 g x 0,01 g, calibración interna - 120/220 V 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)