



Conjunto de prueba de flotador para viscosímetro de asfalto

Código: H-1400

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D139](#) , AASHTO T50

Se utiliza para comprobar el comportamiento de flujo o la consistencia de ciertos materiales bituminosos y productos de alquitrán mediante una prueba de flotación. Incluye un flotador de aluminio calibrado y tres collares de latón. Se pueden pedir componentes individuales. **El termómetro se pide por separado.**

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1400	Juego de prueba de flotación con viscosímetro para asfalto H-1400

Repuestos publicados

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-1410	Juego de prueba de flotador H-1410 , solo flotador
Sin imagen	H-1420	Juego de prueba de flotación H-1420 , solo collares (juego de tres)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)