




Bandeja deslizante de vidrio

Código: MATCONS-611849

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Las secciones ultrafinas (20-50 nm) generadas a partir de bloques de tejido embebidos en resina epoxi o acrílica permiten la observación en microscopía electrónica.

Para docencia general (ápices radiculares, tallos, etc.) se emplean secciones de parafina que requieren bandejas deslizantes de vidrio resistentes a reactivos.

- Cuerpo plástico con alta resistencia química; no se disuelve en reactivos comunes.
- Tapón de superficie lisa que evita rayar portaobjetos o cubreobjetos.
- Disponible en varias dimensiones para adaptarse a distintos formatos.

Aplicaciones

- Uso en laboratorios de química y biología
- Preparación y análisis de muestras líquidas
- Procesos de medición volumétrica
- Control de calidad en laboratorios

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)