



## Vidrio para cubierta de microscopio 18x18-24x60 mm

**Código:** N/D

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

Cubreláminas de vidrio sodocálcico para microscopía, bordes a 90° y grosor 0,13-0,17 mm. Disponible en 4 tamaños (18×18, 22×22, 22×50, 24×60 mm) con opción cuadrada o rectangular según variante. Uso en preparación de muestras biológicas y observación microscópica.

## Especificaciones técnicas

| Variante | Tamaño   | Grosor       | Forma      | Ángulo | Esterilidad |
|----------|----------|--------------|------------|--------|-------------|
| 18x18 mm | 18×18 mm | 0,13-0,17 mm | Cuadrado   | 90°    | No estéril  |
| 22x22 mm | 22×22 mm | 0,13-0,17 mm | Cuadrado   | 90°    | No estéril  |
| 22x50 mm | 22×50 mm | 0,13-0,17 mm | Rectángulo | -      | No estéril  |
| 24x60 mm | 24×60 mm | 0,13-0,17 mm | Cuadrado   | 90°    | No estéril  |

## Aplicaciones

- Uso en laboratorios de química y biología
- Preparación y análisis de muestras líquidas
- Procesos de medición volumétrica
- Control de calidad en laboratorios

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)