



Cilindro medidor de vidrio 5-1000 ml

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cilindros medidores de vidrio para medición volumétrica en laboratorio, con escala legible y base estable.

Material principal: Vidrio borosilicato. Capacidades por variante: 5, 50, 100, 250, 500, 1000 ml.

Especificaciones técnicas

Tipo	Cilindros medidores de vidrio
Material	Vidrio borosilicato
Capacidades	5, 50, 100, 250, 500, 1000 ml
Aplicación	Medición y preparación de soluciones en laboratorio

Aplicaciones

- Medición de volúmenes en rutina de laboratorio.
- Preparación y trasvasije de soluciones.
- Uso docente y control de procesos.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)