



Plato de Petri de vidrio 90-100 mm

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Platos de Petri de vidrio para cultivo y observación microscópica. Bordes pulidos, espesor 1,2-2,0 mm, coeficiente de expansión $\leq 7,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, resistencia al choque térmico $\geq 110^\circ\text{C}$. Disponibles en 90 mm y 100 mm.

Especificaciones técnicas

Variante	Diámetro tapa	Diámetro base	Altura tapa	Altura base	Espesor	Material	Coef. expansión (20-300°C)	Resistencia a agua	Resistencia a choque térmico
90 mm	≈93 mm	90 mm	16±2 mm	18±1 mm	1,2-2,0 mm	Vidrio	$\leq 7,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	-	$\geq 110^\circ\text{C}$
100 mm	≈103 mm	100 mm	18±2 mm	20±1,5 mm	1,2-2,0 mm	Vidrio	$\leq 7,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	HGB2	$\geq 110^\circ\text{C}$

Aplicaciones

- Uso en laboratorios de química y biología
- Preparación y análisis de muestras líquidas
- Procesos de medición volumétrica
- Control de calidad en laboratorios

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)