



Electrodo de cuatro ruedas Profometer Corrosion

Código: HC-2873.4

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Electrodo de cuatro ruedas de corrosión, con mango telescópico, codificador, cables, piezas de repuesto, juego de herramientas, sulfato de cobre (250 g), ácido cítrico (250 g), maletín de transporte

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)