



Balanza de precision Ohaus Explorer, 6200 g x 0,01 g - Calibracion interna 220 V 50/60 Hz

Código: HB-5622C.4F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)


Detalle

Balanza de precisión Ohaus Explorer: 6200g x 0.01g, calibración interna, 220V 50 / 60Hz -HB-5622C.4F

La balanza NEW Explorer ofrece la máxima calidad al combinar resultados de pesaje rápidos y altamente precisos combinados con software de pesaje intuitivo, sensores de operación programables por el usuario sin contacto, diseño modular y calibración interna de calibración automática. Tamaño de la bandeja de 7.5 "x 7.9" (190 x 200 mm)

- El diseño modular permite al usuario configurar el equilibrio en casi cualquier configuración necesaria.
- 4 sensores sin contacto le permiten programar funciones como imprimir, calibrar, tarar, etc., solo agite su mano.
- El software intuitivo proporciona un software gráfico fácil de usar con 14 aplicaciones.
- Tiempo de estabilización rápido, hasta un 50% más rápido
- La calibración inteligente Auto-Cal garantiza un rendimiento preciso mediante la calibración diaria de la balanza de forma automática.
- La configuración intuitiva del usuario hace que este equilibrio sea un placer de usar.

Accesorios

	HB-5292DC	Cable para extensión de pantalla, balanza Ohaus Ranger HC, 9 m.
	HB-5292T	Torre montaje de balanzas Ohaus Explorador de precisión
	HB-5392R	Cable, PC RS232 de 25 pines
	HB-5392C	Cable, interfaz USB

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)