



## Balanza de precision Ohaus Explorer, 2200G x 0,01g - 220V 50/60Hz Calibracion externa

**Código:** HB-5220.4F

**Marca:** HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Cumple con los siguientes estándares: [ASTM D2434](#)

Kit de barrena para suelos con función de pesaje por debajo  
, [conexión rápida](#)

## Componentes y Accesorios

## Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

## Configuración publicada

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin imagen         | HB-5220.4F       | Balanza de precisión Ohaus Explorer HB-5220.4F , 2200 g x 0,01 g - Calibración externa de 220 V 50/60 Hz Se venden por separado: Kit de barrena para suelo, conexión rápida. |

## Accesorios compatibles

2 ítems

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|--------------------|------------------|-------------|
|--------------------|------------------|-------------|

| Imagen referencial                                                                 | Código proveedor | Descripción                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | HB-5100C         | Balanza de precisión Ohaus Explorer HB-5100C , capacidad de 10200 g, legibilidad de 0,1 g, calibración interna, 120 V 60 Hz |
|  | HB-5100T         | Kit de columna HB-5100T - Solo para Ohaus Explorer                                                                          |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)