



Paquete de actualización de corrosión de Profometer a PM 600

Código: HC-2873.1

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El paquete de actualización convierte Profometer Corrosion para incluir la ubicación de la barra de refuerzo y cubrir las capacidades del medidor de un Profometer HC-2981A. Consta de una sonda universal con carro, cable de sonda de 1,50 m (5 pies), actualización del software para cubrir el medidor.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)