



Balanza, 600G X 0,01G Adam HCB, calibrada, 220 50/60Hz

Código: HB-4712A.4F

Marca: HUMBOLDT


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de precisión Adam HCB Highland[®]; 600g x 0.01g legibilidad, 220V 50 / 60Hz -HB-4712A.4F

Las balanzas de Adam's Highland tienen lo que se necesita para el trabajo de laboratorio. Cuentan con varias unidades de pesaje, interfaces RS-232 y USB, paquete de baterías recargables y operación de CA, rastreador de capacidad, pies y nivel ajustables, bloqueo y más. La densidad y la determinación de la gravedad específica son fáciles con la función de pesaje por debajo del equilibrio, y el corta-aires extraíble elimina las perturbaciones del viento en el exterior o en entornos con corrientes de aire. ShockProtect™ brinda protección contra sobrecargas y la calibración interna HandiCal™ proporciona lecturas confiables. Incluye bandeja de acero inoxidable; Corta-aires desmontable; El apagado automático ahorra vida útil de la batería; Teclas de tara duales con recubrimiento de color y una gran pantalla retroiluminada que es clara y rápida de leer. Accesorios:

	HB-4710CV	Cubierta en uso
	HB-4710CS	Estuche de transporte

[/tab] [/tabgroup]

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)