

LO SENTIMOS
IMAGEN
NO DISPONIBLE
cotecno

Kit RS232 para balanzas Ohaus Ranger 7000

Código: HB-3515.RS

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Kit RS232 para balanza de alta capacidad Ohaus Ranger

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)