



Balanza de Alta Capacidad Ohaus Ranger 7000, Capacidad 35000g, Resolución 0.5g, 220V 50/60Hz

Código: HB-3535.4F

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D6023](#)

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-3535.4F	Balanza de alta capacidad Ohaus Ranger 7000 HB-3535.4F , capacidad de 35000 g, legibilidad de 0,5 g, 220 V 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)