



Pluma de análisis de pH, 0,00 - 14,00 pH m (solo pH)

Código: filler_38742

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rango: 0.00 - 14.00pH Este pH / temperatura. Analysis Pen ofrece una forma conveniente de medir el pH, o la acidez relativa o la alcalinidad de una muestra. El lápiz de pH puede operarse completamente con solo una mano, liberando la otra mano para manejar las muestras. Los medidores de pluma de análisis brindan lo que se debería esperar de un pequeño medidor de pluma: operación sencilla, rápida, sencilla, sencilla pero altamente precisa una y otra vez. Con una carcasa de plástico duradero, una tapa protectora que protege el sensor y una función de apagado automático para preservar la duración de la batería, los medidores de Pen de Analysis pueden soportar un uso constante en entornos difíciles. Los electrodos también son reemplazables, lo que extiende considerablemente la vida útil de los medidores. Equipados con una correa para la muñeca que ayuda a evitar caídas involuntarias, los medidores de Analysis Pen están contruidos con un diseño a prueba de agua IP67 que puede evitar el daño por agua cuando se introduce accidentalmente en el líquido.

Especificaciones adicionales

- **Rango de medición:** 0.0-14.0pH
- **Resolución:** 0.1pH
- **Exactitud:** ± 0.1 pH
- **Calibración:** N / A
- **Rango de temperatura:** N / A
- **Compensación de temperatura:** N / A
- **Tamaño:** 185 × 45 × 38 mm
- **Peso:** 110 g

[tabgroup title=""] [tab title="Repuestos"]

	HO-4941.1	Reemplazo de electrodos para la pluma de análisis de pH (HO-4941)
--	-----------	---

[/tab] [/tabgroup]

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)