



Pluma de conductividad, 0-1999 µs/cm

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rango: 0-1999 µs / cm Este medidor de pluma de conductividad es una gran opción para las necesidades básicas de prueba de la concentración iónica total dentro de una solución.

Especificaciones adicionales

- **Rango de medición:** 0-1999 µs / cm
- **Resolución:** 1µs / cm
- **Precisión:** ± 1.5% FS
- **ATC:** con pantalla de temperatura
- **Pantalla:** Dual
- **Apagado automático:** 6 minutos sin uso
- **Batería:** baterías alcalinas micro 4AG13 1.5V
- **Peso:** 110 g

[tabgroup title=""] [tab title="Repuestos"]

	HO-4943.1	Pluma de conductividad (HO-4943), Reemplazo de electrodos
--	-----------	---

[/tab] [/tabgroup]

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)