

Adaptador de Sonda para Mini-Conector, Tipo K

Código: HT-4797.4

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adaptador de sonda para conectar sondas con miniconector tipo K al termómetro.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	HT-4797.4	Adaptador de sonda HT-4797.4 para miniconector, tipo K

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)