



B-01-25-0200-0106

Código: B-01-25-0200-0106

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aplicación: La máquina pulidora de muestras metalográficas Bell-MaqPMM-260 es un instrumento económico y práctico instrumento diseñado para la preparación de muestras metalográficas.

La máquina cuenta con una velocidad constante de dos etapas (150 y 300 rpm), lo que amplía sus aplicaciones. Es un equipo indispensable para la fabricación de muestras metalográficas. Incorpora un dispositivo de refrigeración para enfriar la muestra durante el rectificado y pulido, evitando así daños en la estructura metalográfica causados por el sobrecalentamiento. Fácil de usar, segura y fiable, es un equipo ideal para la preparación de muestras en laboratorios de plantas, institutos de investigación y universidades.

Normas:

ISO, ASTM

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Soltero - 2
Diámetro del disco de pulido/esmerilado	250 mm (se pueden pedir 203 mm)
Velocidad de rotación	300 / 600r / min (500 / 1000r / min 150 / 300r / min) se pueden personalizar
Cantidad de discos de esmerilado/pulido	2
Control del disco de pulido/esmerilado	Soltero
Motor	370 W
Voltaje de funcionamiento	CA 380 V 50 Hz
Dimensiones	725×710×310 mm
Peso	45 kilos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)