




Puntas de pipeta con filtro 10 a 1000 µL

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Puntas de pipeta universales con filtro, volúmenes 10–1000 µL, versiones estándar y low adsorption.

Características del producto:

1. Fabricado con materias primas de poliestireno propileno USP Clase VI en un taller limpio con nivel 100.000.
2. Empaque en bolsa o caja para satisfacer las necesidades del cliente.
3. Diseño optimizado compatible con pistolas de transferencia de líquidos de diversas marcas y modelos disponibles en el mercado.
4. Elemento filtrante especialmente diseñado para evitar la contaminación cruzada entre muestras causada por aerosoles.
5. Cabezal de baja adsorción especialmente diseñado que permite ahorrar muestra y reactivo, mejorando la precisión del análisis.
6. Libre de enzimas de ADN, ARN y ADN humano.
7. Libre de pirógenos, endotoxinas y citotoxicidad.
8. Esterilización por irradiación de la caja.

Código	Volumen	Tipo
PCFTR0510-96	10 µL	Standard
PCFTR0010-96	10 µL (larga)	Standard
PCFTR0020-96	20 µL	Standard
PCFTR0100-96	100 µL	Standard
PCFTR0200-96	200 µL	Standard
PCFTR1000-96	1000 µL	Standard
PCFTR1000-100	1000 µL (pack 100)	Standard
PCFTR1250-96	1000 µL (larga)	Standard

Código	Volumen	Tipo
PCFTR051L-96	10 µL	Low adsorption
PCFTR001L-96	10 µL (larga)	Low adsorption
PCFTR002L-96	20 µL	Low adsorption
PCFTR010L-96	100 µL	Low adsorption
PCFTR020L-96	200 µL	Low adsorption
PCFTR100L-96	1000 µL	Low adsorption
PCFTR100L-100	1000 µL (pack 100)	Low adsorption
PCFTR125L-96	1000 µL (larga)	Low adsorption

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)