



Membranas PTFE EPA PM2.5 46.2 mm, 50 unidades

Código: 1310002

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Membranas PTFE EPA PM2.5 46.2 mm, 50 unidades segun ficha publica de Sterlitech.

- SKU proveedor: 1310002.
- Marca proveedor: Sterlitech.
- Fuente Sterlitech validada:

Especificaciones técnicas

SKU Sterlitech	1310002
Ficha del fabricante	EPA PM 2.5 PTFE Filters, 46.2mm; 50/pk
URL fuente	

Tabla fuente 1

Alkalinity Max.	25 µeq/g of filter Test Method: Section 2.12 EPA/600/R-94/038b
Complete Packsize	50 Pieces
Material	Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Particle Retention [0.3 µm] Min.	99.7% Test Method: ASTM D 2986-95a
Tamaño de poro	2 µm
Support Ring	Yes
Support Ring Material	Polypropylene (PP)
Support Ring Width	3.68 mm ± 0.00 to 0.51
Total Support Ring Thickness	0.38 mm ± 0.04

Aplicaciones

Guia de seleccion

Valide que el SKU 1310002 corresponda a la aplicacion, equipo o compatibilidad requerida antes de cotizar.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)