



Balanza 30 kg. / 1 gr. contadora

Código: B-02-32-0004

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza 30 Kg. / 1 Gr. Contadora

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	30 kg - 1 g
Modelo	B-02-32-0004
Configuracion	30 kg - 1 g
Capacidad	30 kg
Legibilidad	1 g
Resolucion	1 g
Tipo	Contadora

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)