

Product Bundle

Optimize Your Air Monitoring Service



Muestreador profesional

Código: SCE-PRODUCT-BUNDLE

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Paquete de productos: Muestreador de cámara de flujo SF450, Bolsas de muestra de PTFE, Muestreador de cámara de vacío VC20, Analizador OdoTracker TR8

Especificaciones técnicas

Paquete de productos Muestra de cámara de flujo SF450 Bolsas de muestra de PTFE Muestra de cámara de vacío VC20 Analizador OdoTracker TR8

- La cámara de flujo SF450
- se utiliza para capturar
- emisiones
- de líquidos (por ejemplo, residuos
- , po
- ds, lagunas
- s) fuentes de emisiones y ca
- d ca
- también se pueden utilizar en superficies sólidas. Fo

Aplicaciones

No encontrado

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)