



Olfatómetro quirúrgico Se700

Código: SCE-SE700-SURGICAL-OLFACTOMET

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Estimulador Olfativo Multicanal. El olfatómetro quirúrgico Scentroid, SE700, administra odorantes a los pacientes con absoluta precisión en concentración y duración. El instrumento se conecta a un electroencefalógrafo para determinar...

Especificaciones técnicas

Estimulador Olfativo Multicanal. El olfatómetro quirúrgico Scentroid SE700 administra odorantes a los pacientes con absoluta precisión en concentración y duración. El instrumento se conecta a un electroencefalógrafo para determinar la respuesta del paciente a los odorantes administrados. ¿Por qué elegir el olfatómetro quirúrgico SE700? Estimulador Olfativo Multicanal. El olfatómetro quirúrgico Scentroid SE700 administra odorantes a los pacientes con absoluta precisión en concentración y duración. El instrumento se conecta a un electroencefalógrafo para determinar la respuesta del paciente a los odorantes administrados. El instrumento SE700 puede administrar hasta cuatro odorantes diferentes en cualquier combinación. Los odorantes pueden administrarse individualmente o combinados. El SE700 también es capaz de controlar la concentración de los olores individualmente o en una mezcla.

- Odo
- a
- ts: Se pueden recolectar hasta 4 estaciones
- da
- cilindros de gas comprimidos
- de
- s. a
- d co
- t
- co
- por separado. Sí

Aplicaciones

Olfatómetro quirúrgico Scentroid SE700. Número máximo de odorantes.	4 (opcional hasta 32). Requisitos de alimentación: 110-220 V, 3 A. Duración mínima del pulso: 0,1 segundos. Interfaz de usuario: 0,1 segundos.
Monitor táctil de 22" con interfaz de EEG.	Serie: ---- SEPARADOR DE MESA: ---- Dimensiones:
Especificación: Peso:	225 kg. Tamaño:
100 cm x 75 cm x 137 cm: ---- SEPARADOR DE MESA: ---- Soporte, estado del dispositivo, garantía.	Especificación: Estado del dispositivo:

Control diario del estado del sensor, reemplazo y recordatorios. Garantía

Garantía completa de 24 meses

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)