



Campana muestreadora estática sh25

Código: SCE-STATIC-HOOD

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Toma de muestras de aire de flujo de aire positivo El muestreador de campana estática Scentroid proporciona una solución fácil de usar y libre de contaminantes para tomar muestras de aire de lechos de biofiltros y otras superficies que tienen un flujo de aire positivo

Especificaciones técnicas

Toma de muestras de aire de flujo positivo. El muestreador de campana estática Scentroid ofrece una solución fácil de usar y libre de contaminantes para tomar muestras de aire de lechos de biofiltración y otras superficies con flujo positivo. Disponible en 3 tamaños diferentes. ¿Por qué elegir el muestreador de campana estática SH25? Toma de muestras de aire de flujo positivo. El muestreador de campana estática Scentroid es una campana de muestreo que ofrece una solución fácil de usar y libre de contaminantes para tomar muestras de aire de lechos de biofiltración y otras superficies con flujo positivo. Su construcción íntegramente en acero inoxidable garantiza una fácil descontaminación. La pila se desmonta para facilitar el transporte.

- Potente
- Du
- capacidad: La muestra de campana estática Sce
- t
- oid
- está hecha de ma
- i
- e g
- acero inoxidable 316L con una capa de PTFE. fo
- máxima co
- tami
- atio
- esista

Aplicaciones

Asunto	Especificación Construcción
Todo en acero inoxidable para facilitar la limpieza y la descontaminación Interior	Pila revestida de PTFE
Puerto de muestra extraíble	Conectable con SM100 para análisis en campo

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)