



Tedlar bolsas de muestreo

Código: SCE-TEDLAR-BAGS

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Soluciones fáciles para el muestreo de aire. ¿Por qué elegir las bolsas de muestreo Tedlar? Soluciones fáciles para el muestreo de aire. Las bolsas de muestreo Tedlar, el estándar de la industria, proporcionan un medio de almacenamiento reutilizable con buena retención para la mayoría de las sustancias. Scentroid's T

Especificaciones técnicas

Soluciones fáciles para el muestreo de aire. ¿Por qué elegir las bolsas de muestreo Tedlar? Soluciones fáciles para el muestreo de aire. Las bolsas de muestreo Tedlar, estándar en la industria, proporcionan un medio de almacenamiento reutilizable con buena retención para la mayoría de las sustancias. Las bolsas Tedlar de Scentroid tienen 2 mm de grosor y se purgan a 100 °C con el purgador patentado de calor/vacío SP20 de Scentroid. Cada bolsa se somete a pruebas de presión y fugas para garantizar una calidad perfecta. Proporciona un compañero estable con buena muestra.

Aplicaciones

Construcción de la cámara de flujo escentroide	Diámetro de 450 mm con una superficie cerrada de 0,1555 m². Material:
Construcción totalmente de acero inoxidable, incluyendo flotadores para descontaminación opcional. Accesorios:	Accesorios estándar diseñados para tubos de PTFE de 1/4" o 12 mm de diámetro exterior para barrido y aire de muestreo (tamaños de accesorios personalizados disponibles). Accesorios adicionales:
Más accesorios disponibles para sensores de presión/temperatura (especificados al realizar el pedido). Puerto:	Puerto de alivio de presión dedicado.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)