



Sonda de osciloscopio 1:1 - hp-2022

Código: TIE-HP-2022

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Alta impedancia pasiva:** Diseñada para osciloscopios con una impedancia de entrada de 1 M, asegurando una carga mínima en el circuito.
- **Ancho de Banda de 15 MHz:** Adecuada para una amplia gama de mediciones de propósito general en circuitos de baja y media frecuencia.
- **Diseño Modular:** Facilita el reemplazo sencillo de las partes principales en el campo, extendiendo la vida útil de la sonda.

Especificaciones técnicas

Descripción General

La Sonda de osciloscopio 1:1 - HP-2022 es una sonda pasiva de alta impedancia con un ancho de banda de 15 MHz, diseñada y calibrada para su uso en osciloscopios que tienen una impedancia de entrada de 1 MΩ en paralelo con 20 pF. La construcción modular facilita el reemplazo sencillo de las partes principales en el campo.

Contenido del paquete

- Sonda de osciloscopio 1:1 - HP-2022
- Gancho con recurso
- Cable de tierra
- Punta aislante
- Punta para CI
- Punta de medicina
- Adaptador BNC (macho)
- Anillos de codificación por color

Aplicaciones

Característica	Valor
Relación de atenuación	1:1

Característica	Valor
Tensión máxima. de entrada	600V CAT I / 300V CAT II (CC + pico CA), disminuye con la frecuencia
Resistencia de entrada	0 Ω más 1 M Ω de resistencia de entrada del osciloscopio
Capacitancia de entrada	46 pF más la capacitancia de entrada del osciloscopio
Ancho de banda	CC a 15 MHz
Tiempo de subida	23 ns
Seguridad	cumple con EN61010-031 CAT II
Longitud del cable	1,2 m

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)