



TM-28E

Código: TIE-HS3-100

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Generador de Onda Arbitraria:** Genere señales de prueba de hasta 2 MHz con un generador totalmente independiente del sistema de medicina.
- **Medición Versátil:** Úselo como osciloscopio, multímetro, analizador de espectro, registrador de datos o analizador de protocolos, todo en una unidad compacta.
- **Streaming Continuo:** Realice mediciones de transmisión continua para capturar un flujo de datos ininterrumpido directamente a su ordenador.

Especificaciones técnicas Streaming Continuo

Además de medir en modo de bloque, el Handyscope HS3 también es capaz de realizar mediciones de transmisión continua. Esto creará un flujo de datos continuo e ininterrumpido hacia la computadora. Los datos pueden mostrarse en la pantalla y/o guardarse en el disco.

Consulte la galería de imágenes para ver el registrador de datos.

Generador de Onda Arbitraria

El generador de forma de onda arbitraria integrado opera de forma totalmente independiente del sistema de medicina del Handyscope HS3. Tiene un reloj de muestreo de 50 MSa/s, una memoria de forma de onda de 256K muestras, una resolución de salida de 14 bits y un rango de salida de ± 12 V. Le permite generar señales de prueba para sus mediciones en cualquier forma que desee.

Consulte la galería de imágenes para ver la ventana del AWG.

Combinación de múltiples Handyscope HS3

Cuando un Handyscope HS3 no ofrece suficientes canales de entrada, se puede acoplar a uno o más instrumentos. Esto permite crear un instrumento combinado que permitirá la medición simultánea en todos los canales de todos los instrumentos combinados.

Consulte la galería de imágenes para ver la combinación de instrumentos.

Ficha de datos

Manual

Aplicaciones

Característica	Valor
Sistema de Adquisición	
Canales	2 analógicos
Resolución	8, 12, 14, 16 bit
Precisión de CC	0.2 % de escala completa ± 1 LSB
Tasa de muestreo	Hasta 100 MSa/s
Ancho de banda	50 MHz máximo
Memoria	128 Kpts por canal
Generador de Onda Arbitraria	
Frecuencia	Hasta 2 MHz
Salida	-12 a 12 V (24 Vpp)
Memoria de forma de onda	128 Kpts, 50 MSa/s, 14 bit
Generalidades	
Dimensiones	170 x 140 x 25 mm
Peso	480 g
Interfaz	USB 2.0

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)