



Cable de Medición TP-BNCI-100 - TP-BNCI-100-Set

Código: TIE-BNCI-100-SET

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Conexión estándar:** Ideal para osciloscopios con entradas de terminación única (single-ended).
- **Cable Blindado:** Reduce el ruido y la interferencia para mediciones más limpias y precisas.
- **Conectores Apilables:** Los conectores banana de 4 mm son apilables, lo que permite conexiones múltiples y flexibles.

Especificaciones técnicas

Cable de Medición BNC a Banana

El Cable de Medición TP-BNCI-100 es un cable de medicamento blindado de 1 metro de longitud con conectores BNC a banana de 4 mm. Está diseñado para ser utilizado con entradas de osciloscopio de terminación ónica. El conector BNC en un extremo se conecta directamente al instrumento. Los otros dos extremos cuentan con un conector banana apilable de 4 mm, en los que se pueden enchufar puntas de prueba, pinzas o sondas específicas para la aplicación.

Este producto está disponible individualmente o en un juego de 4 cables.

Aplicaciones

Característica	Valor
Conector (lado instrumento)	Conector BNC aislado
Conector (lado punto de prueba)	Conectores banana apilables de 4 mm rojo y negro
Longitud total	1150 mm
Longitud hasta la división	1000 mm
Longitud de los extremos individuales	150 mm
Peso	70 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)