



Sonda de contacto posterior tp-bp100 - tp-bp100-set

Código: TIE-BP100-SET

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Punta Fina y Flexible:** Permite un fácil acceso a conectores y puntos de prueba difíciles de alcanzar sin dañar los componentes.
- **Agarre Mejorado:** Equipado con un collar que mejora el agarre y evita que los dedos se deslicen hacia la punta.
- **Ideal para Automoción:** Perfecta para realizar mediciones en conectores de sensores y mazos de cables sin perforar el aislamiento.

Especificaciones técnicas

Descripción General

La Sonda de Contacto Posterior TP-BP100 es una sonda fina y flexible. Se puede usar en cualquier cable de medicamento con conectores banana de 4 mm. La sonda cuenta con un collar que mejora el agarre y evita que los dedos se deslicen hacia la punta donde pueden existir voltajes peligrosos. El collar tiene un lado plano para evitar que la sonda ruede sobre una superficie inclinada. La punta larga, delgada y flexible permite conectar en lugares de difícil acceso.

Es muy útil para sondear conectores por la parte posterior para medir en un circuito existente sin necesidad de usar una caja de conexiones o dañar el aislamiento del cable. Las clavijas largas, delgadas y flexibles se pueden deslizar fácilmente entre la carcasa del conector y los contactos del mismo.

Consulte la galería de imágenes para ver la sonda en uso.

Aplicaciones

Característica	Valor
Conector	Zócalo banana de 4 mm
Tensión nominal	1000 V CAT II
Longitud	102 mm
Ancho	9 mm
Ancho del collar	16 mm
Diámetro de la punta	0.6 mm
Peso	5.8 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)