



Maletín de transporte BB271 - TP-CASE-BB271

Código: TIE-CASE-BB271

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Protección y portabilidad:** Estuche de polipropileno resistente para almacenar y transportar de forma segura su Handyprobe HP3.
- **Almacenamiento Organizado:** Ofrece compartimentos dedicados para el instrumento, cable de medicamento y sondas de prueba.
- **Diseño compacto:** Ligero y de tamaño conveniente para facilitar el transporte a cualquier lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Descripción General

El **Maletín de transporte BB271** es un estuche conveniente para almacenar de forma segura su [Handyprobe HP3](#). Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para el instrumento y accesorios como el cable de medicamento y las sondas de prueba.

El **Maletín de transporte BB271** se entrega sin instrumento y accesorios.

Aplicaciones

Característica	Valor
Material	Polipropileno
Color	Negro con cierres rojos
Ancho	275 mm
Alto	230 mm
Profundidad	83 mm
Peso	420 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)