



Maletín de transporte BB391 - TP-CASE-BB391

Código: TIE-CASE-BB391

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Protección robusta:** Fabricado en polipropileno resistente para proteger su Handyscope HS6 DIFF contra golpes y daños.
- **Almacenamiento Organizado:** Ofrece compartimentos dedicados para el instrumento, cables de medicamento, pinzas y atenuadores.
- **Transporte conveniente:** Diseño compacto y ligero para facilitar el transporte de su equipo de medicamentos al campo o taller.

Especificaciones técnicas

Descripción General

El **Maletín de transporte BB391** es un estuche conveniente para almacenar de forma segura su [Handyscope HS6 DIFF](#). Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para el instrumento y accesorios como los cables de medicamento, pinzas de cocodrilo y atenuadores diferenciales.

El **Maletín de transporte BB391** se entrega vacío, sin accesorios.

Aplicaciones

Característica	Valor
Material	Polipropileno
Color	Negro con cierres rojos
Ancho	390 mm
Alto	290 mm
Profundidad	105 mm
Peso	870 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)