



Maletín de transporte BT341 - TP-CASE-BT341

Código: TIE-CASE-BT341

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Protección robusta:** Fabricado en polipropileno resistente para proteger su Handyscope HS4 DIFF contra golpes y daños.
- **Almacenamiento Organizado:** Ofrece compartimentos dedicados para el instrumento, cables de medición y atenuadores diferenciales.
- **Tapa Transparente:** Permite ver el contenido del estuche sin necesidad de abrirlo, facilitando la rápida identificación del equipo.

Especificaciones técnicas

Descripción General

El **Maletín de transporte BT341** es un estuche conveniente para almacenar de forma segura su [Handyscope HS4 DIFF](#). Ofrece ubicaciones de almacenamiento dedicadas para el instrumento y accesorios como los cables de medición y los atenuadores diferenciales.

El **Maletín de transporte BT341** se entrega sin instrumento y accesorios.

Aplicaciones

Característica	Valor
Material	Polipropileno
Color	Fondo negro, tapa transparente, cierres negros
Ancho	340 mm
Alto	275 mm
Profundidad	83 mm
Peso	600 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)