



Sonda de prueba tp-tp90 - tp-tp90

Código: TIE-TP90

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

- **Uso universal:**Compatible con cualquier cable médico que utilice conectores banana de 4 mm.
- **Diseño Seguro:**Sondas compactas y aisladas con una tensión nominal de 1000 V CAT II para mediciones seguras.
- **Construcción Inteligente:**Punta de acero inoxidable pulido y un collar aplanado para evitar que la sonda ruede.

Especificaciones técnicas

Sondas de Prueba Compactas y Aisladas

El juego de Sonatas de Prueba TP-TP90 consiste en un par de sondas compactas y aisladas. Estas sondas se pueden utilizar en cualquier cable de medicamento con conectores banana de 4 mm. Cada sonda de prueba cuenta con una punta de acero inoxidable pulido para un contacto confiable. El collar está ingeniosamente aplanado en un lado, una característica de diseño simple pero efectiva para evitar que la sonda ruede sobre superficies inclinadas.

Aplicaciones

Característica	Valor
Conector	Zócalo banana de 4 mm con cubierta
Tensión nominal	1000 V CAT II
Corriente nominal	10 A
Longitud	91 mm
Ancho	16 mm
Punta	Acero inoxidable pulido
Peso	7 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)